



EN English

Introduction

Thank you for choosing Rossmax GA series, the shock and splash resistant backlighted digital sphygmomanometer. Blood pressure measurements determined with GA series are equivalent to those obtained by a trained observer using cuff /stethoscope auscultation method.

GA series is protected against manufacturing defects by an established International Warranty Program. For warranty information, you can contact the manufacturer, Rossmax International Ltd. or your local distributors.

⚠ Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual carefully before use. Please be sure to keep this manual.

Preliminary Remarks

GA series complies with the European regulations and bears the CE mark "CE 0120". The quality of the device has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive), Annex I essential requirements and applied harmonized standards.

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Non-invasive sphygmomanometers

- Part 1 - General requirements

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Non-invasive sphygmomanometers

- Part 3 - Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems

Blood Pressure Standard

The National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee has developed a blood pressure standard, classifying blood pressure ranges into 4 stages.

(Ref. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 2003).

This blood pressure classification are based on historical data, and may not be directly applicable to any particular patient.

It is important that you consult with your physician regularly. Your physician will tell you your normal blood pressure range as well as the point at which you will be considered at risk before making any healthcare decision based on the device's readings. For reliable monitoring and reference of blood pressure, keeping long-term records is recommended. Please download the blood pressure log (chart for recording and tracking crucial info: date, time, blood pressure, pulse rate and body condition) at www.rossmax.com.

Name/Function of Each Part

1. On/Off/Zeroing key
2. Marker key
3. Air Tube and Connector
4. Inflating Bulb
5. Air Release Valve
6. Tube Connector
7. Arm Cuff

Display Explanations

1. Memory Mark
2. Heartbeat Mark
3. Weak Battery
4. Inflation Pressure (during measurement)
5. Systolic Pressure (after measurement)
6. Deflation Rate (during measurement)
7. Diastolic Pressure (after measurement)
8. Error Mark
9. Calibration Reminder

Installing and Replacing the Batteries

1. Loosen the screw on the battery cover.
2. Install the batteries with correct polarities.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.
4. You need to replace the batteries when:
 - 1. low battery icon appears on display.
 - 2. the On/Off/Zeroing key is pressed and nothing appears on display.

⚠ Batteries are hazardous waste. Do not dispose them together with the household garbage.

2. There are no user serviceable parts inside. Batteries or damage from old batteries are not covered by warranty.
3. Use exclusively brand batteries. Always replace with new batteries together. Use batteries of the same brand and same type.

Applying the Cuff

1. Plug the connector into the gauge and twist clockwise to secure the connection.
2. Place the cuff over the bare upper arm, wrap it with the tube pointing your palm, and the artery mark over your main artery.
3. The edge of the cuff should be at approximately 1.5 to 2.5 cm above the inner side of the elbow joint. If the index line falls within the range of the arm circumference indicator, the cuff circumference is suitable, otherwise you may need a cuff with a different circumference.
4. Using the correct cuff size is important for an accurate reading.
5. To stop operation at any time, open the air release valve, and the air in the cuff will be rapidly exhausted.

Measurement Procedures

1. Place the stethoscope head over the main artery, underneath the artery mark of the cuff. (Fig. ②)
2. Press the On/Off/Zeroing key. After zeroing, Mandaus II is ready to measure. (Fig. ③)
3. With the valve closed, press the bulb and continue pumping to a value 30-40 mmHg above your normal blood pressure (Fig. ④). The back light will be turned on once the pressure is inflated over 30 mmHg, and throughout the measurement process.
4. Open the valve to deflate the cuff gradually at a rate of 2-3 mmHg per second (The deflation rate is displayed on LCD) (Fig. ⑤).

5. Press the Marker key to record the onset of Korotkoff sound as the systolic pressure, and press the Marker key again to record the disappearance of the Korotkoff sound as diastolic pressure.
6. After measurement is completed, fully open the valve to release any remaining air in the cuff. The heartbeat rate is displayed on the LCD. (Fig. ⑥)

Error Messages

- ⚠ Heartbeat rate detection error. The cuff is deflated too rapidly. Please keep the deflation rate among 2-3 mmHg per second.
- ⚠ A pressure of over 15 mmHg remaining for more than 3 minutes is detected. Please press the On/Off/Zeroing key to switch the unit off, or the unit will automatically switch off after 60 seconds.
- ⚠ Data Error. Please remove and reload the batteries. If error keeps occurring, return the device to the local distributor or service center.
- ⚠ The cuff is inflated to a pressure over 301 mmHg. Please if open the valve immediately to rapidly exhaust the air in the cuff.

Maintenance

If the unit is used for over 10,000 times, the calibration reminding message (CAL) will appear every time the unit is switched on. It is recommended that calibration be completed every two years. Only the manufacturer or an authorized service technician is qualified for the calibration service. Please contact the manufacturer, Rossmax International Ltd. or your local distributors. (The PC Link socket for calibration purpose is inside the battery compartment.)

Safety Information

1. Rossmax GA series are exclusively designed for blood pressure measurement at the upper arm or thigh on healthy skin.
2. Please do not inflate to more than 300 mmHg.
3. Do not take your blood pressure for more than 3 minutes.
4. Wait for at least 5 minutes before repeated measurements.

Cautionary Notes

1. The unit contains high-precision assemblies. Therefore, avoid extreme temperatures, humidity, and direct sunlight. Avoid dropping or strongly shocking the main unit, and protect it from dust.
2. Clean the blood pressure monitor body and the cuff carefully with a slightly damp, soft cloth. Do not press. Do not wash the cuff or use chemical cleaner on it. Never use thinner, alcohol or petrol (gasoline) as cleaner.
3. Leaky batteries can damage the unit. Remove the batteries when the unit is not used for a long time.
4. The unit should not be operated by children so to avoid hazardous situations.
5. If the unit is stored near freezing, allow it to acclimate at room temperature before use.
6. The unit is not field serviceable. You should not use any tool to open the device nor should you attempt to adjust anything inside the device. If you have any problems, please contact who you purchased GA series from or please contact Rossmax International Ltd.
7. To stop operation at any time, open the air release valve, and the air in the cuff will be rapidly exhausted.
8. Please note that this is a home healthcare product only and it is not intended to serve as a substitute for the advice of a physician or medical professional.
9. Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem or disease. Measurement results are for reference only. Consult a healthcare professional for interpretation of pressure measurements. Contact your physician if you have or suspect any medical problem. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
10. Electromagnetic interference: The device contains sensitive electronic components. Avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity of the device (e.g. mobile telephones, microwave ovens). These may lead to temporary impairment of measurement accuracy.
11. Dispose of device, batteries, components and accessories according to local regulations.
12. This monitor may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in Specifications.

- ⚠ Batteries are hazardous waste. Do not dispose them together with the household garbage.
- ⚠ There are no user serviceable parts inside. Batteries or damage from old batteries are not covered by warranty.
- ⚠ Use exclusively brand batteries. Always replace with new batteries together. Use batteries of the same brand and same type.

11. Dispose of device, batteries, components and accessories according to local regulations.
12. This monitor may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in Specifications.

Specifications	
Power Source	DC 3V Two AAAA Batteries
Measurement Range	Pressure: 0~300 mmHg; Pulse: 30~240 beats/min Pressure: 10°C~40°C; ±3 mmHg; Pulse: ±5% of reading
Accuracy	Adult users Manual Inflation Manually operated deflation valves 1 min. after last key operation 15 sec. after last key operation
Pressure Sensor	10°C~40°C (50°F~104°F); 85% RH max
Inflation	Storage environment -10°C~60°C (14°F~140°F); 85% RH max
Deflation	Dimensions 76.35(L) x 63.9(W) x 28(H) mm
Auto-shut-off	Weight 90g (without batteries)
Back light auto-shut-off	Limited users Type BF Device and cuff are designed to provide special protection against electrical shocks.
Operation environment	⚠ *Specifications are subject to change without notice.
Storage environment	■ GA101: without Stethoscope
Dimensions	■ GA102: SINGLE head Stethoscope
Weight	■ GA112: DOUBLE head Stethoscope
Limited users	

*Specifications are subject to change without notice.

- GA101: without Stethoscope
- GA102: SINGLE head Stethoscope
- GA112: DOUBLE head Stethoscope

ES Español

Introducción

Gracias por elegir Rossmax Serie GA, el esfigmomanómetro digital con luz de fondo, resistente a golpes y salpicaduras. Las mediciones de presión arterial determinadas con el Serie GA son equivalentes a aquellas obtenidas por un observador entrenado usando el método de auscultación con brazalete/estetoscopio. El Serie GA está protegido contra defectos de fabricación mediante un programa de garantía internacional. Para una información acerca de la garantía, usted puede contactar al fabricante, Rossmax International Ltd. o a sus distribuidores locales.

⚠ Atención: Consulte los documentos anexos. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes del uso. Por favor, fíjese en guardar este manual.

Notas preliminares

El Serie GA está conforme con las disposiciones europeas basadas en la ley alemana de aparatos médicos (MPG) lleva la marca CE "CE 0120". La calidad del aparato ha sido verificada y está conforme con la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE, Anexo 1 Requisitos esenciales y normas armonizadas aplicables.

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Esfigmomanómetros no invasivos - Parte 1 - Requisitos generales

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Esfigmomanómetros no invasivos

- Parte 3 - Requisitos suplementarios aplicables a los sistemas electro-mecánicos de medición de la presión sanguínea

Norma de presión arterial

El National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (comité nacional coordinador de programas de educación en hipertensión de los EE.UU.) ha desarrollado una norma de presión arterial clasificando los rangos de presión arterial en 4 niveles. (Ref. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 2003).

Esta clasificación de la presión arterial está basada en datos históricos, y es posible que no se pueda emplear directamente para cualquier paciente individual. Es importante que consulte a su médico periódicamente. Su médico le informará acerca de su rango de presión arterial personal normal, así como acerca del límite a partir del cual representará un riesgo para usted. Para un monitoreo y una referencia fiables de la presión arterial, recomendamos que mantenga registros a largo plazo. Por favor, descargue el diario de presión arterial de nuestro Sitio Web www.rossmax.com.

Nombre/función de cada parte

1. Botón de On/Off/Zeroing
2. Botón de Marker
3. Tubo de aire y conector
4. Pera de inflado
5. Válvula de purga de aire
6. Conector Tubo
7. Brazalete

Explicación de la pantalla

1. Marca de memoria
2. Marca de latidos
3. Marca de pila baja
4. Presión de inflado (durante la medición)
5. Presión sistólica (después de la medición)
6. Deflación Tarifa (durante la medición)
7. Presión diastólica (después de la medición)
8. Marca de error
9. Recordatorio de calibración

Instalación y sustitución de las pilas

1. Afloje el tornillo en la tapa de pilas.
2. Meta las pilas con las polaridades correctas.
3. Vuelva a colocar la tapa de pilas y apriete el tornillo.
4. Deberá sustituir las pilas si:
 - 1. Aparece el icono de pila baja en la pantalla.
 - 2. Se aprieta el botón de on/off/zeroing y no aparece nada en la pantalla.

⚠ Las pilas son residuos peligrosos. No las tire junto con la basura doméstica.

2. En el interior no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. La garantía no cubre las pilas o los daños causados por pilas viejas.
3. Use únicamente pilas de marca. Sustituya siempre todas las pilas juntas. Use pilas de la misma marca y del mismo tipo.

Empleo del brazalete

1. Enchufe el conector en el medidor y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijar la conexión.
2. Posicione el brazalete en la parte superior del brazo desnudo, enrollélo con el tubo mostrando hacia la palma de la mano y la marca de arteria sobre su arteria principal.
3. El borde del brazalete deberá estar a aprox. 1.5 a 2.5 cm sobre el lado interior de la articulación del codo. Si la línea de índice cae dentro del rango del indicador de circunferencia del brazo, la circunferencia del brazalete será apropiada. De lo contrario necesitará un brazalete de una circunferencia diferente.
4. El uso del tamaño correcto de brazalete es importante para una lectura exacta.
5. Para detener la operación en cualquier momento, abra la válvula de escape de aire, y el aire de la banda se agotará rápidamente.

Procedimientos de medición

1. Posicione la cápsula del estetoscopio sobre la arteria principal debajo de la marca de arteria en el brazalete. (Fig. ②)
2. Pulse el botón de on/off/zeroing. Después de la puesta a cero, el Serie GA estará listo para medir. (Fig. ③)
3. Con la válvula cerrada, comprima la pera y continúe bombeando hasta un valor 30-40 mmHg por encima de su presión arterial normal. (Fig. ④)
4. Abra la válvula para desinflar el brazalete gradualmente a una velocidad de 2-3 mmHg por segundo. (La velocidad de desinflado es visualizada en la pantalla LCD) (Fig. ⑤).
5. Prens a botton de Marker para registrar la aparición de ruido

de Korotkoff como la presión sistólica, y presione el botton de Marker nuevo para grabar la desaparición del sonido Korotkoff como presión diastólica.

6. Después de haber acabado la medición, abra la válvula completamente para evacuar todo el aire del brazalete. La frecuencia de latidos es visualizada en la pantalla LCD. (Fig. ⑥)

Mensajes de error

- ⚠ Error de detección de frecuencia de latidos. El brazalete es desinflado demasiado rápidamente. Por favor, mantenga la velocidad de desinflado en 2-3 mmHg por segundo.
- ⚠ Se ha detectado una presión de más de 15 mmHg permaneciendo por más de 3 minutos. Por favor, pulse el botón de on/off/Zeroing para apagar la unidad, o la unidad de apagará automáticamente después de 60 segundos.
- ⚠ Error de datos. Por favor, saque y vuelva a meter las pilas. Si el error sigue ocurriendo, devuelva el aparato al distribuidor o centro de servicio posventa locales.
- ⚠ El brazalete está inflado a una presión por encima de 301 mmHg. Por favor, abra la válvula inmediatamente para una purga rápida del aire del brazalete.

Mantenimiento

Si se ha usado la unidad más de 10,000 veces, aparecerá el mensaje recordatorio de calibración (CAL) cada vez que se encienda la unidad. Se recomienda llevar a cabo una calibración cada dos años. Sólo el fabricante o un técnico de servicio autorizado es calificado para el servicio de calibración. Por favor, contacte al fabricante, Rossmax International Ltd. o su distribuidor local. (El jack para PC Link para fines de calibración está dentro del compartimiento de pilas).

Información de seguridad

1. Rossmax Serie GA se han concebido exclusivamente para la medición de presión arterial en la parte superior del brazo o el muslo en piel sana.
2. Por favor no infle a más de 300 mmHg.
3. No mida la presión arterial por más de 3 minutos.
4. Espere por lo menos 5 minutos antes de repetir una medición.

Notas de precaución

1. La unidad contiene ensamblajes de alta precisión. Por lo tanto, evite temperaturas y humedad extremas, y la exposición directa al sol. Evite caldas y golpes intensos de la unidad principal, y protéjala de polvo.
2. Limpie el cuerpo del monitor de presión arterial y el brazalete cuidadosamente con un trapo suave ligeramente húmedo. No ejerza presión. No lave el brazalete ni use productos de limpieza químicos. Nunca use diluyentes, alcohol o petróleo (gasolina) para limpiar.
3. Pilas con fugas pueden dañar la unidad. Saque las pilas si la unidad va a estar fuera de uso durante un tiempo prolongado.
4. La unidad no deberá ser operada por niños para evitar situaciones peligrosas.
5. Si la unidad está guardada a temperaturas muy bajas, deberá poder acclimatizarse antes del uso.
6. Esta unidad no es reparable in situ. No deberá usar ninguna herramienta para abrir el aparato ni deberá tratar de ajustar alguna cosa en el interior del aparato. Si tiene problemas, por favor contacte a la tienda o al doctor del que ha adquirido esta unidad, o por favor contacte a Rossmax International Ltd.
7. Para parar el funcionamiento en cualquier momento, abra la válvula de purga de aire, y el aire dentro del brazalete será purgado rápidamente.
8. Por favor observe que éste es un producto sanitario doméstico, y no se ha concebido para sustituir el consejo de un médico o servicio médico profesional.
9. No use este aparato para el diagnóstico o el tratamiento de algún problema de salud o alguna enfermedad. Los resultados de medición sólo sirven de referencia. Consulte a un profesional de atención a la salud para la interpretación de las mediciones de presión. Contacte a su médico si tiene o sospecha algún problema médico. No cambie su medicación sin consultar a su médico o profesional de atención a la salud.
10. Interferencia electromagnética: El aparato contiene componentes electrónicos sensibles. Evite campos eléctricos o electromagnéticos intensos en las inmediaciones del aparato (p.ej. teléfonos celulares, hornos microondas). Podrían afectar temporalmente la exactitud de la medición.

⚠ 1. Batterien sind Sondermüll. Nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll entsorgen.

2. In dem Gerät befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Batterien oder Schäden, die durch alte Batterien verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Verwenden Sie nur Markenbatterien. Wechseln Sie neue Batterien immer gemeinsam. Verwenden Sie Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs.

4. Die Einheit darf nicht von Kindern bedient werden.

5. Wenn das Gerät bei einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie vor Verwendung bis das Gerät sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.

6. Dieses Gerät kann nicht vor Ort gewartet werden. Sie sollten das Gerät weder mit Werkzeugen öffnen, noch versuchen, etwas in dem Gerät selbst einzustellen. Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Arzt, von dem Sie dieses Gerät gekauft haben, oder an Rossmax International Ltd.

7. Sie können die Funktion jederzeit stoppen; öffnen Sie dazu das Entlastungsventil. Die Luft in der Manschette wird schnell abgelassen.

8. Bitte beachten Sie, dass dieses Blutdruckmessgerät nur für den Heimgebrauch vorgesehen ist und kein Ersatz für die Beratung durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft ist.

9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Diagnose oder Behandlung von Gesundheitsproblemen und Erkrankungen. Die Messergebnisse dienen nur der Orientierung. Konsultieren Sie bei der Interpretation von Blutdruckmessungen einen Gesundheitsexperten. Gehen Sie zum Arzt, wenn sie ein medizinisches Problem haben oder vermuten! Ändern Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation Ihres Arztes bzw. Mediziners.

10. Elektromagnetische Störungen: Das Gerät enthält empfindliche elektronische Komponenten. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in direkter Nähe des Geräts (beispielsweise durch Mobiltelefone und Mikrowellengeräte). Diese können zur zeitweiligen Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen.

11. Entsorgen Sie das Gerät, die Batterien, Komponenten und Zubehörteile entsprechend den lokalen Bestimmungen.

12. Die technischen Daten dieses Blutdruckmessgeräts sind nur gewährleistet, wenn es innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert bzw. verwendet wird.

13. Batterien sind Sondermüll. Nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll entsorgen.

14. In dem Gerät befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Batterien oder Schäden, die durch alte Batterien verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

15. Verwenden Sie nur Markenbatterien. Wechseln Sie neue Batterien immer gemeinsam. Verwenden Sie Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs.

16. Die Einheit darf nicht von Kindern bedient werden.

17. Wenn das Gerät bei einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie vor Verwendung bis das Gerät sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.

18. Dieses Gerät kann nicht vor Ort gewartet werden. Sie sollten das Gerät weder mit Werkzeugen öffnen, noch versuchen, etwas in dem Gerät selbst einzustellen. Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Arzt, von dem Sie dieses Gerät gekauft haben, oder an Rossmax International Ltd.

19. Sie können die Funktion jederzeit stoppen; öffnen Sie dazu das Entlastungsventil. Die Luft in der Manschette wird schnell abgelassen.

20. Bitte beachten Sie, dass dieses Blutdruckmessgerät nur für den Heimgebrauch vorgesehen ist und kein Ersatz für die Beratung durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft ist.

21. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Diagnose oder Behandlung von Gesundheitsproblemen und Erkrankungen. Die Messergebnisse dienen nur der Orientierung. Konsultieren Sie bei der Interpretation von Blutdruckmessungen einen Gesundheitsexperten. Gehen Sie zum Arzt, wenn sie ein medizinisches Problem haben oder vermuten! Ändern Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation Ihres Arztes bzw. Mediziners.

22. Elektromagnetische Störungen: Das Gerät enthält empfindliche elektronische Komponenten. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in direkter Nähe des Geräts (beispielsweise durch Mobiltelefone und Mikrowellengeräte). Diese können zur zeitweiligen Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen.

DE Deutsch

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Rossmax GA Serie entschieden haben, das spritzwasser- und stossgeschützte hinterleuchtete Digital-Blutdruckmessgerät. Die Blutdruckmesswerte von GA Serie sind vergleichbar mit den Messwerten, die ein geschulter Beobachter nach der auskultatorischen Blutdruckmessmethode mit Manschette und Stethoskop ermittelt.

GA Serie ist durch ein etabliertes internationales Garantieprogramm gegen Produktionsfehler geschützt. Betreffend Garantieforderungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Rossmax International Ltd.

⚠ Achtung: Beachten Sie die beiliegenden Unterlagen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Die Manschette ist mit einem Druck von mehr als 301 mmHg aufgepumpt. Öffnen Sie sofort das Ventil, um schnell die Luft aus der Manschette abzulassen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Blutdruckmessgerät nur für den Heimgebrauch vorgesehen ist und kein Ersatz für die Beratung durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft ist.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Diagnose oder Behandlung von Gesundheitsproblemen und Erkrankungen. Die Messergebnisse dienen nur der Orientierung. Konsultieren Sie bei der Interpretation von Blutdruckmessungen einen Gesundheitsexperten. Gehen Sie zum Arzt, wenn sie ein medizinisches Problem haben oder vermuten! Ändern Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation Ihres Arztes bzw. Mediziners.

Elektromagnetische Störungen: Das Gerät enthält empfindliche elektronische Komponenten. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in direkter Nähe des Geräts (beispielsweise durch Mobiltelefone und Mikrowellengeräte). Diese können zur zeitweiligen Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen.

Entsorgen Sie das Gerät, die Batterien, Komponenten und Zubehörteile entsprechend den lokalen Bestimmungen.

Die technischen Daten dieses Blutdruckmessgeräts sind nur gewährleistet, wenn es innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert bzw. verwendet wird.

Batterien sind Sondermüll. Nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll entsorgen.

In dem Gerät befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Batterien oder Schäden, die durch alte Batterien verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Verwenden Sie nur Markenbatterien. Wechseln Sie neue Batterien immer gemeinsam. Verwenden Sie Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs.

Die Einheit darf nicht von Kindern bedient werden.

Wenn das Gerät bei einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie vor Verwendung bis das Gerät sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.

Dieses Gerät kann nicht vor Ort gewartet werden. Sie sollten das Gerät weder mit Werkzeugen öffnen, noch versuchen, etwas in dem Gerät selbst einzustellen. Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Arzt, von dem Sie dieses Gerät gekauft haben, oder an Rossmax International Ltd.

Sie können die Funktion jederzeit stoppen; öffnen Sie dazu das Entlastungsventil. Die Luft in der Manschette wird schnell abgelassen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Blutdruckmessgerät nur für den Heimgebrauch vorgesehen ist und kein Ersatz für die Beratung durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft ist.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Diagnose oder Behandlung von Gesundheitsproblemen und Erkrankungen. Die Messergebnisse dienen nur der Orientierung. Konsultieren Sie bei der Interpretation von Blutdruckmessungen einen Gesundheitsexperten. Gehen Sie zum Arzt, wenn sie ein medizinisches Problem haben oder vermuten! Ändern Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation Ihres Arztes bzw. Mediziners.

Elektromagnetische Störungen: Das Gerät enthält empfindliche elektronische Komponenten. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in direkter Nähe des Geräts (beispielsweise durch Mobiltelefone und Mikrowellengeräte). Diese können zur zeitweiligen Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen.

Entsorgen Sie das Gerät, die Batterien, Komponenten und Zubehörteile entsprechend den lokalen Bestimmungen.

Die technischen Daten dieses Blutdruckmessgeräts sind nur gewährleistet, wenn es innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert bzw. verwendet wird.

Batterien sind Sondermüll. Nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll entsorgen.

In dem Gerät befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Batterien oder Schäden, die durch alte Batterien verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Verwenden Sie nur Markenbatterien. Wechseln Sie neue Batterien immer gemeinsam. Verwenden Sie Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs.

Die Einheit darf nicht von Kindern bedient werden.

Wenn das Gerät bei einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie vor Verwendung bis das Gerät sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.

Dieses Gerät kann nicht vor Ort gewartet werden. Sie sollten das Gerät weder mit Werkzeugen öffnen, noch versuchen, etwas in dem Gerät selbst einzustellen. Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Arzt, von dem Sie dieses Gerät gekauft haben, oder an Rossmax International Ltd.

Sie können die Funktion jederzeit stoppen; öffnen Sie dazu das Entlastungsventil. Die Luft in der Manschette wird schnell abgelassen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Blutdruckmessgerät nur für den Heimgebrauch vorgesehen ist und kein Ersatz für die Beratung durch einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft ist.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Diagnose oder Behandlung von Gesundheitsproblemen und Erkrankungen. Die Messergebnisse dienen nur der Orientierung. Konsultieren Sie bei der Interpretation von Blutdruckmessungen einen Gesundheitsexperten. Gehen Sie zum Arzt, wenn sie ein medizinisches Problem haben oder vermuten! Ändern Sie Ihre Medikation nicht ohne Konsultation Ihres Arztes bzw. Mediziners.

Elektromagnetische Störungen: Das Gerät enthält empfindliche elektronische Komponenten. Vermeiden Sie starke elektrische oder elektromagnetische Felder in direkter Nähe des Geräts (beispielsweise durch Mobiltelefone und Mikrowellengeräte). Diese können zur zeitweiligen Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen.

Entsorgen Sie das Gerät, die Batterien, Komponenten und Zubehörteile entsprechend den lokalen Bestimmungen.

Die technischen Daten dieses Blutdruckmessgeräts sind nur gewährleistet, wenn es innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert bzw. verwendet wird.

Batterien sind Sondermüll. Nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll entsorgen.

In dem Gerät befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Batterien oder Schäden, die durch alte Batterien verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Verwenden Sie nur Markenbatterien. Wechseln Sie neue Batterien immer gemeinsam. Verwenden Sie Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs.

Die Einheit darf nicht von Kindern bedient werden.

Wenn das Gerät bei einer Temperatur nahe des Gefrierpunkts gelagert wurde, warten Sie vor Verwendung bis das Gerät sich an die Zimmertemperatur angepasst hat.

Dieses Gerät kann nicht vor Ort gewartet werden. Sie sollten das Gerät weder mit Werkzeugen öffnen, noch versuchen, etwas in dem Gerät selbst einzustellen. Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Arzt, von dem Sie dieses Gerät gekauft haben, oder an Rossmax International Ltd.